



DEPILACIÓN con LÁSER de DIODO milesman premium

- El láser de diodo Milesman Premium está indicado para su uso en procedimientos dermatológicos, en cirugía plástica y general, en el tratamiento de lesiones vasculares, como angiomas, hemangiomas, telangiectasia y otras lesiones benignas vasculares, así como para el tratamiento de la pseudofolliculitis barbae.
- El láser Milesman Premium sirve también para la eliminación del pelo no deseado, la depilación permanente,

el tratamiento de lesiones pigmentadas benignas y venas varicosas en todos los tipos de piel (fototipo I- VI), incluidas pieles morenas.

- Sin consumibles
- Pantalla táctil que permite amplio control (densidad de energía, temperatura en la punta, frecuencia del disparo, duración del pulso, etc.) y que otorga máxima información al usuario (número de disparos, duración de la sesión, etc.)



Especificaciones

Modelo	MILESMAN premium
Tipo de Láser	Diodos de AlGaAs
Longitud de Onda	810 nm
Ratio de repetición	Hasta 3 Hz
Tamaño del spot	10 x 10 mm - 0.39 x 0.39 in
Apertura del Láser	9 x 9 mm - 0.35 x 0.35 in
Fluencia	10–100 J/cm ²
Ancho de pulso	5–400 ms
Potencia Pico	1.600W
Eficiencia Óptica	80%

Especificaciones del sistema

Eléctricas	100–120 VAC, 12 A, 200–240 VAC, 6 A, 50/60 Hz
Peso	25 kg - 55 lbs
Dimensiones (WxDxH)	400mm x 500mm x 360 mm

